



Elegance

Ersatzteilkatalog

BREEZY

**INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE**

Chapterpage

Breezy Elegance - Bremse




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1-2	205 961 001	Bremsen kpl.	Paar		110.00
1-2	205 861 001	Bremse kpl.	rechts		55.00
1-2	205 761 001	Bremse kpl.	links		55.00
o.B.	205 861 219	Bremshebelverlängerungen	2 St./Pkg.		13.00
1	205 861 156-ET	Gummikappe für Bremshebel	10 St./Pkg.		12.00

Breezy Elegance - Betätigung für Trommelbremse




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 861 090	Betätigung für Trommelbremse			6.00

Breezy Elegance - Bremsträger, Trommelbremse




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 961 080	Bremsträger, Trommelbremse kpl.	Paar		110.00
1	205 761 080	Bremsträger, Trommelbremse kpl.	links		55.00
1	205 861 080	Bremsträger, Trommelbremse kpl.	rechts		55.00

Breezy Elegance - Fersenband



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 927 001	Fersenband kpl.	Paar		7.60


Breezy Elegance - Fußraste std. kpl.



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 920 003	Fussrastenhalter mit Verriegelung kpl.	rechts und links verwendbar		45.00
2	205 820 005	Fussbrett winkelverstellbar, mit Bügel und Fersenband SB: 38	rechts		40.00
2	205 720 005	Fussbrett winkelverstellbar, mit Bügel und Fersenband SB: 38	links		40.00
2	205 820 006	Fussbrett winkelverstellbar, mit Bügel und Fersenband SB: 41	rechts		40.00

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
2	205 720 006	Fussbrett winkelverstellbar, mit Bügel und Fersenband SB: 41	links		40.00
2	205 820 007	Fussbrett winkelverstellbar, mit Bügel und Fersenband SB: 44 - 50	rechts		40.00
2	205 720 007	Fussbrett winkelverstellbar, mit Bügel und Fersenband SB: 44 - 50	links		40.00

Breezy Elegance - Fussraste hochschwenkbar




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 920 001	Fussrasten hochschwenkbar SB: 38 kpl.	Paar		206.00
1	205 820 001	Fussraste hochschwenkbar SB: 38 kpl.	rechts		103.00
1	205 720 001	Fussraste hochschwenkbar SB: 38 kpl.	links		103.00
1	205 920 002	Fussrasten hochschwenkbar SB: 41-50 kpl.	Paar		206.00
1	205 820 002	Fussraste hochschwenkbar SB: 41-50 kpl.	rechts		103.00
1	205 720 002	Fussraste hochschwenkbar SB: 41-50 kpl.	links		103.00

Breezy Elegance - Antriebsräder




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 851 003	Trommelbrems-Antriebsrad 24" x 1" pannensicher, mit Steckachse und Greifring kpl.			170.00
o.B.	205 851 004	Antriebsrad 24" x 1" pannensicher, mit Steckachse und Greifring kpl.			220.00

Breezy Elegance - Achsaufnahme



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 853 001	Achsaufnahme 12,7 mm, für Standard - Antriebsrad kpl.	rechts und links verwendbar		25.00
1	205 853 002	Achsaufnahme 12 mm, für Trommelbrems - Antriebsrad kpl.	rechts und links verwendbar		25.00

Breezy Elegance - Steckachse


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 220 001	Steckachse Standard	2 St./Pkg.		27.00
1	205 220 002	Steckachse Trommelbremse	2 St./Pkg.		27.00

Breezy Elegance - Lenkrad 8" x 2" pannensicher




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 858 001	Lenkrad 8" x 2" pannensicher			40.00
2	205 858 005	Lenkradgabel mit Schraubachse kpl.			35.00

Breezy Elegance - Schiebegriff




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 841 090-ET	Schiebegriff	10 St./Pkg.		24.70

Breezy Elegance - Rückenbespannung std.




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 844 300.38	Rückenbespannung std. kpl. SB 38			60.00
1	205 844 300.41	Rückenbespannung std. kpl. SB 41			60.00
1	205 844 300.44	Rückenbespannung std. kpl. SB 44			60.00
1	205 844 300.47	Rückenbespannung std. kpl. SB 47			60.00
1	205 844 300.50	Rückenbespannung std. kpl. SB 50			60.00

Breezy Elegance - Seitenteilaufnahme vorn




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 942 046	Seitenteilaufnahme vorn	Paar		8.00

Breezy Elegance - Armauflage höhenverstellbar




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 942 002	Armauflagen höhenverstellbar - Kit kpl. Kurz (Bild A) oder lang (Bild B), je nach Montage der Armauflage	Paar		80.00
1	205 842 002	Armauflage höhenverstellbar - Kit kpl. Kurz (Bild A) oder lang (Bild B), je nach Montage der Armauflage	rechts		40.00
1	205 742 002	Armauflage höhenverstellbar - Kit kpl. Kurz (Bild A) oder lang (Bild B), je nach Montage der Armauflage	links		40.00

Breezy Elegance - Seitenteil



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1-2	205 842 001	Seitenteil kpl.	rechts		80.00
1-2	205 742 001	Seitenteil kpl.	links		80.00
2	205 942 056	Armpolster kurz / lang, je nach Montage der Armauflage	Paar		14.00

Breezy Elegance - Sitzbespannung kpl.



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 832 001.38	Sitzbespannung SB:38 kpl.			50.00
1	205 832 001.41	Sitzbespannung SB:41 kpl.			50.00
1	205 832 001.44	Sitzbespannung SB:44 kpl.			50.00
1	205 832 001.47	Sitzbespannung SB:47 kpl.			50.00
1	205 832 001.50	Sitzbespannung SB:50 kpl.			50.00
o.B.	205 835 001.38	Sitzkissen SB: 38			27.00
o.B.	205 835 001.41	Sitzkissen SB: 41			27.00
o.B.	205 835 001.44	Sitzkissen SB: 44			27.00
o.B.	205 835 001.47	Sitzkissen SB: 47			27.00
o.B.	205 835 001.50	Sitzkissen SB: 50			27.00

Breezy Elegance - Transitrolle




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 858 230	Transitrollen 3" kpl.	2 St./Pkg.		25.00

Breezy Elegance - Sicherheitsrad



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 859 001	Sicherheitsräder kpl.	2 St./Pkg.		85.00

Breezy Elegance - Kappe für Ankippbügel

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
1	205 282 059-ET	Kappe für Ankippbügel	10 St./Pkg.		25.00

Breezy Elegance - Diverse Zubehörteile

Kein Bild für diese Artikel

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante	€
o.B.	205 815 121	Stockhalter			22.00
o.B.	205 873 001	Haltegurt			25.00